


Kaninchen Anti-Maus IgG1 Mab Für Fc - P01868

Artikelnummer: CM0011425



Einführung

Kaninchen anti-Maus IgG1 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Rekombinantes Protein-Immunogen, spezifisch für Maus-IgG1. Ideal für die Entwicklung diagnostischer Tests und die Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgG1 mAb
Bemerkungen/Alias	IgG1
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 98-324 von Maus-IgG1 (P01868) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01868
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel