


Kaninchen-Anti-Maus-Igg1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01868

Artikelnummer: CM0009721



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die konstante Region von Maus-IgG1. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC) mit Mausproben. Ideal für die isotypspezifische Detektion in der immunologischen Forschung und Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-IgG1 mAk
Anmerkungen/Alias	IgG1
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 98-324 von Maus-IgG1 (P01868) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01868
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel