


Kaninchen Anti-Maus IgG1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01868

Artikelnummer: CM0006003



Einführung

Hochaffiner -konjugierter Kaninchen-anti-Maus IgG1 monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie (FC). Das rekombinante Immunogen zielt auf die konstante Region ab, validiert für Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgG1 mAk
Bemerkungen/Alias	IgG1
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 98-324 von Maus-IgG1 (P01868) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01868
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel