

Monoklonaler Kaninchen-Anti-Maus-IgG2B-Antikörper Für Fc - P01867-2

Artikelnummer: CM0008741

Einführung

Mit konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-IgG2b (Igh-3). Für die Durchflusszytometrie (FC) mit Mausproben validiert. Ideal für Immunprofiling und Isotypenbestimmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	monoklonaler Kaninchen-Anti-Maus-IgG2b-Antikörper
Bemerkungen/Alias	IgG2b, Igh-3, gamma2b
Art	Maus
GenelD	16016
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 14-113 von Maus-IgG2b (P01867-2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01867-2
Proteingewicht	37 kDa
Versand	Kühlakku