

Kaninchen Anti-Maus IgM Mak - P01872

Artikelnummer: CM0010872



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen die konstante Region der schweren Kette von Maus-IgM. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC)-Detektion von IgM-exprimierenden B-Zellen der Maus und unterstützt Forschung zu Immunglobulinen und humoraler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgM mAk
Bemerkungen/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 105-454 von Maus-IgM (P01872) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel