

Kaninchen Anti-Maus IgM Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01872

Artikelnummer: CM0011759



Einführung

Kaninchen anti-Maus IgM monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie (FC), der auf die konstante Region von IgM (Igh6) abzielt. Reagiert mit Maus. Ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung und die Erforschung der humoralen Immunität. CamelBio liefert validierte IVD-Rohmaterialien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgM mAb
Bemerkungen/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 105-454 von Maus-IgM (P01872) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50kDa/53kDa
Versand	Eisbeutel