

Kaninchen Anti-Maus IgM Monoklonaler Antikörper Für Fc - P01872

Artikelnummer: CM0009835



Einführung

-konjugierter Kaninchen anti-Maus IgM monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC) bei Mäusen. Das rekombinante Immunogen deckt die Aminosäuren 105-454 der konstanten Region der IgM-Schwerkette ab (P01872). Ideal für die B-Zell-Immunphänotypisierung und die Erforschung der humoralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IgM mAk
Bemerkungen/Aliase	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 105-454 von Maus-IgM enthält (P01872)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50 kDa/53 kDa
Versand	Eisbeutel