

Kaninchen Anti-Maus IgM Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P01872

Artikelnummer: CM0004874



Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die schwere konstante Region von Maus-IgM (P01872), validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die B-Zell-Immunphäotypisierung, Studien zur Immunantwort und Forschung zur mukosalen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus IgM mAk
Bemerkungen/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 105-454 von Maus-IgM (P01872) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50kDa
Versand	Kühltasche