

Kaninchen Anti-Maus IgM Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01872

Artikelnummer: CM0004306



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die schwere konstante Region der Maus-IgM (P01872) für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für Mäuse, ermöglicht Studien zu B-Zellen und humoraler Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse IgM mAb
Bemerkungen/Alias	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Protein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 105-454 der Maus-IgM (P01872)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel