


Kaninchen Anti-Maus IL-12 P40 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P43432

Artikelnummer: CM0010852



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus IL-12 p40, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt die p40-Untereinheit, die IL-12 und IL-23 gemeinsam ist, Schlüsselregulatoren der Immunität und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IL-12 p40 mAk
Bemerkungen/Alias	p40; IL-12b; IL12p40; IL-12p40
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3593
GenID	16160
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-335 von Maus IL-12 p40 (NP_001290173.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Krossreaktivität	Maus
SWISS	P43432
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel