

Kaninchen Anti-Maus IL-13 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P20109

Artikelnummer: CM0005602

Einführung

-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-Interleukin-13 (IL-13). Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie, geeignet für Studien zu allergischen Entzündungen, Zytokinsignalwegen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IL-13 mAb
Bemerkungen/Alias	IL-13
Spezies	Maus
GeneID (human)	3596
GeneID	16163
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20109
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel