

Kaninchen Anti-Maus IL-13 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - P20109

Artikelnummer: CM0004134

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus IL-13, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus, 14 kDa Zytokin, beteiligt an allergischen Entzündungen und Immunantwort. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IL-13 mAb
Bemerkungen/Alias	IL-13
Spezies	Maus
GeneID (human)	3596
GeneID	16163
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-131 von Maus IL-13 (NP_032381.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P20109
Proteingewicht	14kDa
Versand	Eisbeutel