

Kaninchen-Anti-Maus-IL-17A-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q62386

Artikelnummer: CM0011344

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-IL-17A, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt das 18-kDa-Zytokin und eignet sich für die Erforschung von Th17-Zellen und der angeborenen Immunität in Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-IL-17A-mAb
Bemerkungen/Alias	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A
Art	Maus
GeneID (Mensch)	3605
GeneID	16171
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 26–158 von Maus-IL17A entspricht. (NP_034682.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62386
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel