

Kaninchen Anti-Maus IL-9 Mak - P15247

Artikelnummer: CM0004923



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-Interleukin-9 (IL-9, P40) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben; zielt auf ein Schlüssel-Th2-Zytokin ab, das an der Immunantwort und der Mastzellendifferenzierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus IL-9 mAk
Bemerkungen/Alias	P40; IL-9
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3578
Gen-ID	16198
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 19-114 von Maus-IL-9 (NP_032399.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Krossreaktivität	Maus
SWISS	P15247
Proteingewicht	16kDa
Versand	Eisbeutel