

Kaninchen-Anti-Maus-IL1R1/Cd121A-Mab - P13504

Artikelnummer: CM0008246

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-IL1R1/CD121a. Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Reagiert spezifisch mit dem IL-1-Rezeptor Typ 1 der Maus. Ideal für immunologische und neuroinflammatorische Studien.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Details
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-IL1R1/CD121a-mAb
Bemerkungen/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	3554
GeneID	16177
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-338 von Maus-IL1R1/CD121a (NP_032388.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13504
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Kühlakku