

## Kaninchen Anti-Maus IL22 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9Jjy9

Artikelnummer: CM0009621



### Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für Maus IL-22, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie (FC intra). Ideal für Forschung zu Zytokinsignalisierung, Geweberegeneration und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                               |
|-------------------|------------------------------------|
| Produktname       | Rabbit anti-Mouse IL22 mAb         |
| Bemerkungen/Alias | IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa |
| Spezies           | Maus                               |
| Gen-ID (Mensch)   | 50616                              |
| Gen-ID (Maus)     | 50929                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein              |
| Quelle            | Kaninchen                          |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper             |
| Anwendung         | FC (intra)                         |
| Kreuzreaktivität  | Maus                               |
| SWISS             | Q9JJY9                             |
| Proteinmasse      | 20kDa                              |
| Versand           | Eisbeutel                          |