

Kaninchen-Anti-Maus-IL22-Monoklonaler Antikörper Für Die Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9Jjy9

Artikelnummer: CM0009506



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-IL22, validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Ideal zur Untersuchung der durch IL-22 vermittelten epithelialen Regeneration, Barrierefunktion und entzündlichen Reaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-IL22-mAb
Bezeichnungen/Alias	IL-22; If2b1; Iltif; IL-22a; ILTIFa
Art	Maus
GeneID (Mensch)	50616
GeneID	50929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 34–179 von Maus-IL22 (NP_058667.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9JJY9
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku