

Kaninchen-Anti-Maus-Integrin-Alpha-1/Cd49A-Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q3V3R4

Artikelnummer: CM0011060

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-anti-Maus-Integrin-alpha-1/CD49a-Antikörper für die Durchflusszytometrie. Erkennt den an der Zelladhäsion und Wachstumsregulation beteiligten Laminin-/Kollagenrezeptor. Reagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-Integrin-alpha-1/CD49a-mAk
Bemerkungen/Alias	Via1; CD49A; E130012M19Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3672
Gen-ID	109700
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 29-1141 des murinen Integrins alpha 1/CD49a (NP_001028400.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q3V3R4
Proteingewicht	130 kDa
Versand	Kühlakku