

Kaninchen Anti-Maus Integrin Alpha 2/Cd49B Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q62469

Artikelnummer: CM0008013

Einführung

Hochwertiger -konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus Integrin alpha 2/CD49b (DX5, GPIa). Validiert für Durchflusszytometrie, zielt auf den Kollagenrezeptor ab, der an Zelladhäsion und Migration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Maus Integrin alpha 2/CD49b mAk
Bemerkungen/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	3673
Gen-ID (Maus)	16398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 168-366 von Maus Integrin alpha 2/CD49b (NP_032422.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62469
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel