

Kaninchen Anti-Maus Integrin Alpha 2/Cd49B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q62469

Artikelnummer: CM0012642

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-Integrin alpha 2/CD49b (DX5, GPIa, CD49B). Validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Integrin alpha-2/beta-1 ist ein Kollagenrezeptor, der an der Zelladhäsion und der Organisation der extrazellulären Matrix beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Integrin alpha 2/CD49b mAb
Bemerkungen/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3673
GeneID (Maus)	16398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 168-366 von Maus-Integrin alpha 2/CD49b (NP_032422.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62469
Protein-Gewicht	129kDa
Versand	Eistasche