

Kaninchen Anti-Maus Integrin Alpha 2/Cd49B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q62469

Artikelnummer: CM0009174

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der spezifisch an Maus Integrin alpha-2/CD49b bindet, validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt einen Kollagenrezeptor, der für die Zelladhäsion und Thrombozytenfunktion entscheidend ist. Geeignet für Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Integrin alpha 2/CD49b mAb
Bemerkungen/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Spezies	Maus
GeneID (human)	3673
GeneID	16398
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 168-366 von Maus Integrin alpha 2/CD49b (NP_032422.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62469
Protein-Gewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel