

Kaninchen Anti-Maus Jam-1/Cd321 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O88792

Artikelnummer: CM0004681



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus JAM-1/CD321 (UniProt O88792). Entwickelt für die Durchflusszytometrie, unterstützt dieser Antikörper die Forschung zu Tight Junctions, Leukozyten-Transmigration und Thrombozytenaktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus JAM-1/CD321 mAb
Bemerkungen/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Spezies	Maus
GeneID (Human)	50848
GeneID	16456
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 27-242 von Maus JAM-1/CD321 (NP_766235.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O88792
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eistasche