

Kaninchen Anti-Maus Jam-1/Cd321 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - O88792

Artikelnummer: CM0008138



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-JAM-1/CD321, validiert für die Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das 32 kDa große Junctionsadhäsionsmolekül A, das an der Bildung von Tight Junctions und der Leukozytenmigration beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Rabbit anti-Mouse JAM-1/CD321 mAb
Bemerkungen/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	50848
GenID	16456
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-242 von Maus-JAM-1/CD321 (NP_766235.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O88792
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel