

Kaninchen Anti-Maus Ki67 Mab - E9Pvx6

Artikelnummer: CM0008343

Einführung

Hochspezifischer Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-Ki67, konjugiert mit . Validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie, ein essenzieller Proliferationsmarker für Zellzyklus- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Ki67 mAb
Bemerkungen/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	4288
GeneID	17345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1816-2163 von Maus-Ki67 (NP_001074586.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	E9PVX6
Proteingewicht	351 kDa
Versand	Eisbeutel