

Kaninchen-Anti-Maus Ki67 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - E9Pvx6

Artikelnummer: CM0012258

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus Ki67, validiert für intrazelluläre Durchflusszytometrie. Erkennt den 351 kDa Proliferationsmarker Ki-67 in Mausproben. Ideal für Studien zu Zellzyklus und Proliferation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Rabbit anti-Mouse Ki67 mAb
Bemerkungen/Alias	Ki67; Ki-67; D630048A14Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	4288
GenID	17345
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1816-2163 von Maus Ki67 (NP_001074586.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	E9PVX6
Proteinmasse	351kDa
Versand	Eisbeutel