


Kaninchen Anti-Maus Lamp1/Cd107A Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P11438

Artikelnummer: CM0011296



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-LAMP1/CD107a gerichtet ist, für Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie. Ideal für Studien zur Lysosomenbiogenese, Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizität. Kreuzreagiert mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus LAMP1/CD107a mAk
Bemerkungen/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3916
GenID (Maus)	16783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 208-363 von Maus-LAMP1/CD107a (NP_034814.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P11438
Proteingewicht	43kDa
Versand	Eisbeutel