


Kaninchen-Anti-Maus-Lamp1/Cd107A-Monoklonaler Antikörper Für If/Icc, Fc - P11438

Artikelnummer: CM0006197



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-LAMP1/CD107a. Für Anwendungen in der Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie validiert, ideal zur Untersuchung der Lysosomenbiologie, Autophagie und NK-Zell-Zytotoxizität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus-LAMP1/CD107a-mAb
Bemerkungen/Alias	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	3916
Gen-ID	16783
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 208-363 des Maus-LAMP1/CD107a (NP_034814.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P11438
Proteingewicht	43 kDa
Versand	Kühlakku