

Kaninchen Anti-Maus Ly-49D Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q60651

Artikelnummer: CM0011832

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der auf Maus-Ly-49D (KLRA4) abzielt, validiert für die Durchflusszytometrie-Analyse der NK-Zell-Rezeptorexpression. Reagiert mit Maus. Ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Ly-49D mAb
Bemerkungen/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Spezies	Maus
Gen-ID	16635
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 66-263 von Maus-Ly-49D (NP_001239506.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60651
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel