

Kaninchen Anti-Maus Ly-49D Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q60651

Artikelnummer: CM0011613

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus Ly-49D (Killerzell-Lektin-ähnlicher Rezeptor 4). Validiert für die Durchflusszytometrie, ideal für NK-Zellrezeptor- und Immunprofilstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Ly-49D mAb
Bemerkungen/Alias	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
Spezies	Maus
GenID	16635
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 66-263 von Maus Ly-49D enthält (NP_001239506.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q60651
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel