

Kaninchen Anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) Mak Für Fc - P08648

Artikelnummer: CM0010275



Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus Ly-6A/E (Sca-1) für die Durchflusszytometrie. Validiert für Mausproben, ideal für Stammzell- und Immunforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) mAk
Bemerkungen/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Spezies	Maus
Gen-ID	110454
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08648
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Eisbeutel