

Kaninchen-Anti-Maus-Ly-6A/E-(Sca-1)-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05533

Artikelnummer: CM0011491

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen das murine Ly-6A/E (Sca-1), validiert für die Durchflusszytometrie. Reagiert mit Maus. Ideal für die Stammzell- und T-Zell-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-Anti-Maus-Ly-6A/E-(Sca-1)-mAb
Bemerkungen/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Art	Maus
GeneID	110454
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-111 des murinen Ly-6A/E (Sca-1) entspricht (NP_034868.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05533
Proteingewicht	114 kDa
Versand	Kühlbeutel