

Kaninchen Anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P08648

Artikelnummer: CM0009946



Einführung

PerCP/Cyanine5.5-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-Ly-6A/E (Sca-1) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie, reagiert mit Maus, 115 kDa. Geeignet für Stammzellen- und hämatopoetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	PerCP/Cyanine5.5 Kaninchen anti-Maus Ly-6A/E (Sca-1) mAk
Bemerkungen/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Spezies	Maus
Gen-ID	110454
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-111 von Maus-Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P08648
Proteingewicht	115 kDa
Versand	Eisbeutel