

Kaninchen Anti-Maus Pd-L2/Cd273/B7-Dc Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q9Wul5

Artikelnummer: CM0004794



Einführung

-konjugierter kaninchener anti-maus PD-L2 (CD273/B7-DC) monoklonaler Antikörper für Durchflusszytometrie. Validierung der PD-L2-Expression in der Immuntoleranz- und Krebsforschung. Spezifisch für Mausproben. - Q9WUL5

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus PD-L2/CD273/B7-DC mAk
Bemerkungen/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	80380
Gen-ID	58205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-123 von Maus-PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9WUL5
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel