

Kaninchen Anti-Maus Rank/Cd265 Mak Für Fc - 035305

Artikelnummer: CM0004187



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-RANK/CD265, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Ideal für Studien zur Osteoklastogenese und Interaktion von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus RANK/CD265 mAk
Bemerkungen/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8792
GenID	21934
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-213 von Maus-RANK/CD265 (NP_033425.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	035305
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel