

Kaninchen Anti-Maus Rank/Cd265 Monoklonaler Antikörper Für Fc - O35305

Artikelnummer: CM0008760



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus RANK/CD265 (TNFRSF11A) für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt Maus-RANK, essentiell für Osteoklastogenese und Immunregulation. Validiert für Maus-Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus RANK/CD265 mAk
Bemerkungen/Alias	OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	8792
GenID	21934
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 31-213 von Maus RANK/CD265 (NP_033425.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O35305
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel