

## Kaninchen Anti-Maus Rank/Cd265 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - 035305

Artikelnummer: CM0004422



### Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus RANK/CD265 (TNFRSF11A), validiert für die Durchflusszytometrie. Geeignet für die Untersuchung von Osteoklastendifferenzierung und T-Zell-Dendritische-Zell-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Kaninchen anti-Maus RANK/CD265 mAb                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | OFE; ODFR; Rank; Ly109; mRANK; TRANCE-R                                                                                      |
| Spezies           | Maus                                                                                                                         |
| GeneID (Human)    | 8792                                                                                                                         |
| GeneID            | 21934                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 31-213 von Maus RANK/CD265 (NP_033425.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | FC                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Maus                                                                                                                         |
| SWISS             | 035305                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 67 kDa                                                                                                                       |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                    |