


Kaninchen Anti-Maus S100A9 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P31725

Artikelnummer: CM0008501



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-S100A9 (Calgranulin-B/MRP14) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. In der Maus validiert. S100A9 wirkt bei der Entzündungsreaktion und Immunregulation. 13 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus S100A9 mAb
Bemerkungen/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Spezies	Maus
GeneID (Human)	6280
GeneID	20202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-113 von Maus-S100a9 (NP_033140.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31725
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eistasche