


Kaninchen Anti-Maus S100A9 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie (Intrazellulär) - P31725

Artikelnummer: CM0005901



Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus S100A9 (MRP14, Calgranulin-B, p14). Entwickelt für die intrazelluläre Durchflusszytometrie, ermöglicht die Detektion des Calprotectin-Komplexes in Leukozyten. Geeignet für Entzündungs-, Immunologie- und antimikrobielle Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus S100A9 mAb
Bemerkungen/Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	6280
Gen-ID	20202
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-113 von Maus S100a9 (NP_033140.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31725
Protein-Gewicht	13kDa
Versand	Kühltasche