

Kaninchen Anti-Maus T-Bet/Tbx21 Monoklonaler Antikörper Für Intrazelluläre Durchflusszytometrie - Q9Jkd8

Artikelnummer: CM0008968



Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-Tbet/Tbx21, einen Transkriptionsfaktor der Th1-Linie. Validiert für die intrazelluläre Durchflusszytometrie, ermöglicht er den spezifischen Nachweis von Tbet in Maus-T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus Tbet/Tbx21 mAb
Anmerkungen/Alias	TBT1; Tbet; Tblm
Spezies	Maus
GeneID (Mensch)	30009
GeneID	57765
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 321-530 von Maus-Tbet/Tbx21 (NP_062380.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (intra)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9JKD8
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel