

Kaninchen Anti-Maus Vcam-1/Cd106 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P29533

Artikelnummer: CM0006129

Einführung

Kaninchen anti-Maus VCAM-1/CD106 monoklonaler Antikörper, validiert für Durchflusszytometrie (FC) in Mausproben. Ermöglicht die Untersuchung von Leukozytenadhäsion und vaskulärer Entzündung. UniProt: P29533.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Kaninchen anti-Maus VCAM-1/CD106 mAb
Bemerkungen/Alias	CD106; Vcam-1
Spezies	Maus
GeneID (human)	7412
GeneID	22329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 25-310 von Maus VCAM-1/CD106 (NP_035823.3) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P29533
Proteingewicht	38kDa/81kDa
Versand	Eisbeutel