

Kaninchen Anti-Maus Vcam-1/Cd106 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P29533

Artikelnummer: CM0005484

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper spezifisch für Maus VCAM-1 (CD106), validiert für Durchflusszytometrie. Zielt auf Leukozyten-Endothel-Adhäsion und Immunüberwachungswege ab. Rekombinantes Immunogen deckt die extrazelluläre Domäne ab.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus VCAM-1/CD106 mAk
Bemerkungen/Alias	CD106; Vcam-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	7412
Gen-ID	22329
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 25-310 von Maus VCAM-1/CD106 (NP_035823.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P29533
Proteingewicht	38kDa/81kDa
Versand	Eispackung