

Kaninchen Anti-Maus Vista Polymab® Für Fc - Q9D659

Artikelnummer: CM0008310

Einführung

Kaninchen anti-Maus VISTA PolymAb®, validiert für Durchflusszytometrie. Detektiert Maus-VISTA-Protein (34kDa). Ein zuverlässiges Reagenz für die Immunologie-Forschung und Studien zur T-Zell-Aktivierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus VISTA PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	64115
GenID	74048
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-191 von Maus-VISTA (NP_083008.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D659
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel