

Kaninchen Anti-Maus Vista Polymab® Für Fc - Q9D659

Artikelnummer: CM0005267

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-VISTA (Dies1/PD-1H) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie (FC). Nützlich für die Untersuchung der T-Zell-Suppression, Krebsimmuntherapie und Autoimmunerkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus VISTA PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	64115
GenID	74048
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-191 von Maus-VISTA (NP_083008.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D659
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel