

Kaninchen Anti-Maus Vista Polymab® Für Fc - Q9D659

Artikelnummer: CM0004975

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen Maus-VISTA (PD-1H) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie. VISTA ist ein T-Zell-Inhibitionsrezeptor, was diesen Antikörper ideal für die Immun-Checkpoint-Forschung macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus VISTA PolymAb®
Bemerkungen/Alias	Dies1; PD-1H; VISTA; 4632428N05Rik
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	64115
Gen-ID	74048
Immunogen	Rekombinantes Protein/Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 33-191 von Maus-VISTA (NP_083008.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9D659
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel