

Kaninchen-Anti-Maus/Mensch-Cd55-Mab Für Fc - Q61475

Artikelnummer: CM0007832

Einführung

-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CD55 (DAF) von Maus/Mensch für die Durchflusszytometrie. Erkennt den komplementzerfallsbeschleunigenden Faktor, GPI-verankert, 42 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen-anti-Maus/Mensch-CD55-mAb
Bemerkungen/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	1604
Gen-ID	13136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 35-361 von Maus-CD55/DAF (NP_034146.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q61475
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Kühlbeutel