

Kaninchen Anti-Maus/Mensch Cd55 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - Q61475

Artikelnummer: CM0009231

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus- und Human-CD55/DAF. Validiert für die Durchflusszytometrie, reagiert dieser 42 kDa GPI-verankerte Komplementregulator mit Human- und Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Mensch CD55 mAb
Bemerkungen/Alias	Daf; Daf1; Daf-GPI; GPI-DAF
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	1604
Gen-ID	13136
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 35-361 von Maus-CD55/DAF (NP_034146.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q61475
Proteingewicht	42KDa
Versand	Eistasche