

Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P41272

Artikelnummer: CM0012089

Einführung

Kaninchen anti-Maus/Ratte CD27 monoklonaler Antikörper für die Durchflusszytometrie. Zielt auf CD27 (TNFRSF7), einen kostimulatorischen Immune-Checkpoint-Rezeptor. Validiert für Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu T-Zellen, NK-Zellen und B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD27 mAk
Bemerkungen/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Art	Maus
GeneID (Mensch)	939
GeneID	21940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-182 der Maus-CD27 (NP_001028298.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41272
Proteingewicht	28 kDa
Versand	Eisbeutel