

Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P41272

Artikelnummer: CM0010987

Einführung

-konjugierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus/Ratte CD27, validiert für Durchflusszytometrie (FC). Erkennt das CD27-Antigen, einen kostimulatorischen Immun-Checkpoint-Rezeptor, der für die T-Zell-Aktivierung entscheidend ist. Molekulargewicht: 28 kDa. Spezies-Reaktivität: Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Spezies	Maus
GeneID (Human)	939
GeneID	21940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-182 von Maus-CD27 (NP_001028298.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41272
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel