

Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd27 Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P41272

Artikelnummer: CM0004301

Einführung

-markierter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen Maus-/Ratten-CD27, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für die Untersuchung der T-Zell-Aktivierung und von Immun-Checkpoint-Signalwegen. SWISS: P41272.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen anti-Maus/Ratte CD27 mAb
Bemerkungen/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Spezies	Maus
GeneID (Human)	939
GeneID (Maus)	21940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-182 von Maus-CD27 (NP_001028298.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P41272
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eistasche