

Kaninchen Anti-Maus/Ratte Cd31/Pecam1 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - Q08481

Artikelnummer: CM0008444

Einführung

-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus-/Ratten-CD31/PECAM1. Validiert für Durchflusszytometrie (FC), kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Immunogen: Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kaninchen Anti-Maus/Ratte CD31/PECAM1 mAk
Bemerkungen/Alias	Cd31; Pecam; PECAM-1
Spezies	Maus/Ratte
GenID (Mensch)	5175
GenID	18613
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 18-220 von Maus-CD31 (NP_001292086.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q08481
Proteingewicht	81 kDa
Versand	Eisbeutel